



PROCEDIMIENTO LIMPIEZA SANITARIOS PORTATILES

1.- VACIADO DEL TANQUE



1

Un vehículo específico se traslada donde se encuentra el sanitario portátil para realizar el mantenimiento.

El primero de los pasos de la limpieza de sanitarios portátiles es la succión de todos los residuos que se encuentran en el depósito del sanitario portátil. Esto deberá realizarse con una manguera especial para la succión de este tipo de desechos.

2



2. -REPOSICION DE PRODUCTO

Echamos el producto biodegradable azul perfumado y personalizando al gusto de cada cliente junto con la reposición del agua de los diferentes depósitos.

Nuestro personal esta perfectamente cualificado para realizar este proceso con total seguridad



3

3.- LIMPIEZA DEL ASEO PORTATIL

Seguido, realizamos la limpieza del baño portátil interior y exterior, paredes y superficies del baño incidiendo con mayor intensidad en el deposito y el suelo, todo ello se realiza con una pistola a presión de mas de 120bares, con agua y bactericida neutro para su correcta desinfección.

NOTA: LIMPIAMOS
EL PERÍMETRO
DONDE A ESTADO
UBICADO EL
SANITARIO

RECOMENDACIONES

- Construcciones Modulares Cabisuar recomienda 1 sanitario portátil (Desde 1 - 8 personas) con mantenimiento semanal.
- Se recomienda sustituir el sanitario de obra por otro cada cuatro meses.
- Todos los movimientos de los sanitarios , realizarlos por el personal de Construcciones Modulares Cabisuar autorizado, para su correcta limpieza y desinfección.
- Nunca echar ningún desinfectante en el interior del deposito.

